

Vetario Intensivstation - Pflege und Reinigung



Zur optimalen Nutzung Ihrer Vetario Intensivstation empfehlen wir Ihnen die folgenden Pflege- und Reinigungshinweise zu beachten und diese in der Nähe Ihrer Intensivstation aufzuhängen.

- Das Intensivbeatmungsgerät während der Reinigung vom Stromnetz und gegebenenfalls von der Sauerstoffversorgung abschalten. Stromschlaggefahr! Alle elektrischen Teile sind trocken zu halten.
- Alle Verschmutzungen vom Boden entfernen.
- Mit einem weichen Tuch, das mit einer 100:1 Brinsea Inkubationsdesinfektionslösung getränkt ist, alle Innenflächen abwischen. Bei Verwendung alternativer Reinigungslösungen sollten alkoholbasierte Lösungen vermieden werden.
- Die Aussenseite des Vetario kann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
- Es ist darauf zu achten, dass das Desinfektionsmittel gründlich mit sauberem Wasser von den Kunststoffteilen abgespült wird. Desinfektionslösungen können zu Rissen im Kunststoff führen, wenn sie nicht richtig abgespült werden.
- Die Filter im S40, S50, T40M & T50M sollten wöchentlich kontrolliert und bei Bedarf gereinigt werden. Alle drei Filter werden herausgenommen, vorsichtig von Hand in warmem Wasser gewaschen und vor dem Gebrauch getrocknet. Der Austausch der Filter sollte etwa alle sechs Monate erfolgen. Die Verdunstungsblöcke sollten regelmässig ersetzt werden.
- Vetario ICU vor der Lagerung reinigen und sicherstellen, dass das Gerät innen und aussen vollständig trocken ist, da sonst Bauteile beschädigt werden können. Um sicherzustellen, dass die Komponenten vollständig getrocknet sind, empfiehlt es sich, den Vetario vor der Lagerung 24 Stunden laufen zu lassen.
- Für eine gründlichere Reinigung kann das Gehäuse der Heizung entfernt werden, um die Heizung und das Gebläse von Staub zu befreien - detaillierte Informationen dazu in der Bedienungsanleitung des Produkts. Bei Verlust der Bedienungsanleitung kann diese kostenlos von der Vetario-Website heruntergeladen werden.
- Der Schrankboden und die Tür können durch Lösen der Verschlüsse für eine gründlichere Reinigung abgenommen werden. Schrankaußenseite und Tür können mit einem milden Reinigungsmittel gereinigt und anschließend mit einer wasserbasierten Desinfektionslösung, wie z.B. Brinsea Inkubationsdesinfektionsmittel, desinfiziert werden. Das Gerät gründlich abspülen und trocknen.
- Ersatzfilter, Verdampferblöcke (für alle Modelle der Größe 40 und 50) und Desinfektionsmittel sind über Ihren Vetario-Händler erhältlich. Für Kunden in Grossbritannien auch unter www.vetario.co.uk erhältlich.