

Vetario Unidades de Terapia Intensiva - Cuidados e Limpeza



Para tirar o máximo proveito do seu Vetario, sugerimos que você leia o seguinte guia de cuidados e limpeza e o mantenha próximo à sua unidade de terapia intensiva.

- Desconecte a unidade de terapia intensiva da fonte de alimentação principal e do suprimento de oxigênio, quando aplicável, durante a limpeza. Risco de choque elétrico! Certifique-se de que todas as peças elétricas sejam mantidas secas.
- Remova todos os detritos do chão.
- Limpe todas as superfícies internas com um pano macio embebido em solução desinfetante de incubação Brinsea 100:1. Se estiver usando uma solução de limpeza alternativa, é melhor evitar soluções à base de álcool.
- A parte externa da unidade de terapia intensiva Vetario pode ser limpa com um pano úmido.
- Certifique-se de que todo o desinfetante seja completamente enxaguado das peças plásticas com água limpa. As substâncias desinfetantes podem causar rachaduras no plástico se não forem enxaguadas corretamente.
- Os filtros do S40, S50, T40M e T50M devem ser inspecionados semanalmente e limpos, se necessário. Remova os três filtros e lave-os cuidadosamente à mão em água morna e deixe-os secar antes de usá-los. Os filtros precisam ser substituídos aproximadamente a cada seis meses. Os blocos de evaporação devem ser substituídos regularmente.
- Sempre limpe a Vetario UTI antes de armazená-la e certifique-se de que a unidade esteja totalmente seca por dentro e por fora, caso contrário poderá haver danos aos componentes. É aconselhável manter a Vetario em funcionamento por 24 horas antes do armazenamento para garantir que os componentes estejam totalmente secos.
- Para uma limpeza mais profunda, o gabinete do aquecedor pode ser removido com segurança para permitir que o aquecedor e o ventilador sejam espanados - consulte as instruções do produto para obter informações detalhadas sobre como fazer isso. Caso tenha perdido suas instruções, elas podem ser baixadas gratuitamente no site da Vetario.
- Para uma limpeza mais profunda, a base do gabinete e a porta podem ser removidas soltando os prendedores. A parte externa do gabinete e a porta podem ser limpas com detergente suave e, em seguida, desinfetadas com uma solução desinfetante à base de água, como o Desinfetante de Incubação Brinsea. Enxágue e seque completamente.
- Filtros de reposição, blocos de evaporação (para todos os modelos de tamanho 40 e 50) e produtos desinfetantes estão disponíveis no seu distribuidor Vetario. Também disponível em www.vetario.co.uk para clientes do Reino Unido.