

Unidades de cuidado intensivo Vetario: Mantenimiento y limpieza



Para aprovechar su Vetario al máximo, sugerimos leer la siguiente guía de mantenimiento y cuidado y que la coloque cerca de su unidad de cuidado intensivo.

- Desconecte la unidad de cuidados intensivos de la red eléctrica y la de oxígeno según corresponda durante la limpieza. ¡Existe riesgo de electrocución! Asegúrese de que todas las partes eléctricas están secas.
- Limpie todos los residuos del piso.
- Limpie todas las superficies internas con un paño suave empapado en solución desinfectante Brinsea Incubation 100:1. Si se utiliza una solución limpiadora distinta, es mejor evitar aquellas cuya formulación contiene alcohol.
- El exterior de la unidad de cuidados intensivos Vetario debe limpiarse con un paño húmedo.
- Asegúrese de que todo el desinfectante se enjuague por completo de las partes plásticas con agua limpia. Las soluciones desinfectantes pueden agrietar el plástico si no se enjuagan correctamente.
- Los filtros de los modelos S40, S50, T40M y T50M deben inspeccionarse semanalmente y limpiarse de ser necesario. Quite los tres filtros y lávelos cuidadosamente a mano con agua tibia y deje secar antes de su uso. Los filtros deben cambiarse aproximadamente cada seis meses. Los bloques de evaporación deben sustituirse con regularidad.
- Siempre limpie la UCI Vetario antes de guardarla y asegúrese de que su interior y exterior estén totalmente secos, o sus componentes podrían sufrir daños. Se aconseja dejar la Vetario en funcionamiento durante 24 horas antes de guardarla para asegurar que sus componentes hayan secado en su totalidad.
- Para una limpieza más exhaustiva, la carcasa del calefactor puede desmontarse de forma segura para limpiar el polvo del calefactor y del ventilador; consulte las instrucciones del producto para obtener información detallada sobre cómo hacerlo. Si ha extraviado las instrucciones, puede descargarlas gratuitamente de la página web de Vetario.
- Para efectuar una limpieza más profunda, la base de la cabina y la puerta pueden desmontarse soltando los seguros. La parte externa de la cabina y la puerta pueden limpiarse con un detergente suave y luego desinfectarse con una solución a base de agua como Brinsea Incubation Disinfectant. Enjuague y seque minuciosamente.
- Puede adquirir los filtros de repuesto, los bloques de evaporación (para todos los modelos de tamaño 40 y 50) y la solución desinfectante a través de su distribuidor Vetario. También disponibles en www.vetario.co.uk para los clientes del Reino Unido.